



1 Размеры для справок

2 ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за подъемные пластины, расположенные на крышке.

3 Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла и крышкой трансформатора.

4 Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14.192.

Наименование	Масса, кг
Масло трансформатора	580
Полная трансформатора	2533

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Изм	Е.Е.		
Проб.	Шаймерденов	Д.И.		
Т.контр.				
Н.контр.	Сулейменжызы	Д.		
Утв.	Асан	Т.А.		

ЖКУИ.672333.109 ГЧ
Трансформатор
ТМ-1000

Лист	Масса	Масштаб
	см табл	1:12
Лист	Листов	1

ТОО "УТЗ"

Перв. примен.
ЖКУИ.672333.109

Спроб. №
ТМ-1000 модерни комплект

Подп. и дата

Инд. № д/дл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.